

## Solus™核磁共振兼容型喉罩

Solus核磁共振兼容型喉罩配有专门测试过的非金属充气阀门，确保不会干扰核磁共振扫描仪中的磁场。塑料的阀门确保了每个产品的可靠性。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
8005002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于体型较大的成人	5	70+kg	20
8004002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于体型中等的成人	4	50~70kg	20
8003002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于体型偏小的成人	3	30~50kg	20
8025002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于体型较大的儿童	2.5	20~30kg	20
8002002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于体型较小的儿童	2	10~20kg	20
8015002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于婴儿	1.5	5~10kg	20
8001002	Solus核磁共振兼容型喉罩, 适用于新生儿	1	<5kg	20


## Supra™硅胶喉罩

对于那些需要非PVC材质喉罩的客户，Supra硅胶喉罩系列提供了一种选择。Supra™ 硅胶喉罩系列共7个尺寸，尺寸范围涵盖成人至新生儿。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
8105000	Supra硅胶喉罩, 适用于体型较大的成人	5	70+kg	20
8104000	Supra硅胶喉罩, 适用于体型中等的成人	4	50~70kg	20
8103000	Supra硅胶喉罩, 适用于体型偏小的成人	3	30~50kg	20
8125000	Supra硅胶喉罩, 适用于体型较大的儿童	2.5	20~30kg	20
8102000	Supra硅胶喉罩, 适用于体型较小的儿童	2	10~20kg	20
8115000	Supra硅胶喉罩, 适用于婴儿	1.5	5~10kg	20
8101000	Supra硅胶喉罩, 适用于新生儿	1	<5kg	20

敬请关注



### 英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号  
 电话：0519-69817000 传真：0519-69817001  
 邮箱：sales@i-gel.cn  
 网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

### 英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,  
 Wokingham, Berkshire, United Kingdom  
 T: +44 (0) 118 9656 300  
 www.intersurgical.com



## Solus™ 系列一次性充气喉罩



优质，创新，选择  
 Quality, innovation and choice

## Solus™系列喉罩

Intersurgical一次性使用充气喉罩适用于麻醉和急救中，品种齐全，包括Solus™标准型喉罩，Solus™加强型喉罩，由更加柔软的材料制成的Solus™ Satin喉罩,Supra硅胶喉罩。

所有Solus系列的喉罩都是一次性使用，不含乳胶，提供灭菌包装。包含了以下的特点：

### 抗静电磨砂材料

减少了插入/拔出的阻力

### 经典的套囊形状

持续使用的可靠性

### 基本信息

插管后仍可见，便于快速参考



### 一体式的充气管

降低了使用过程中充气管损坏的风险

一体式的充气管只在solus上才配备

### 高品质的充气阀

确保充气囊的可靠性



欢迎访问优酷视频获取更多视频资讯  
http://i.youku.com/intersurgical

## Solus™标准型喉罩

Solus标准型喉罩选用了特殊的材料制成，它的质量、灵活性与强度是按照一系列临床应用的要求来生产的，包括在儿童麻醉中的使用。尺寸范围涵盖新生儿至成人。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
8005000	Solus标准型喉罩，适用于体型较大的成人	5	70+kg	20
8004000	Solus标准型喉罩，适用于体型适中的成人	4	50~70kg	20
8003000	Solus标准型喉罩，适用于体型较小的成人	3	30~50kg	20
8025000	Solus标准型喉罩，适用于体型较大的儿童	2.5	20~30kg	20
8002000	Solus标准型喉罩，适用于体型较小的儿童	2	10~20kg	20
8015000	Solus标准型喉罩，适用于婴儿	1.5	5~10kg	20
8001000	Solus标准型喉罩，适用于新生儿	1	<5kg	20

## Solus™ Satin喉罩

Solus Satin是我们一次性使用喉罩中的一种，它的通气管道更加柔软，提供了更好的灵活性。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
8005003	Solus Satin喉罩，适用于体型较大的成人	5	70+kg	20
8004003	Solus Satin喉罩，适用于体型适中的成人	4	50~70kg	20
8003003	Solus Satin喉罩，适用于体型偏小的成人	3	30~50kg	20

## Solus™加强型喉罩

对于需要共享气道的手术如耳鼻喉科手术、牙科手术及眼部手术，缺乏灵活性的气道工具会影响手术的进程，Solus加强型喉罩为这些手术提供了理想的解决方案。加强型的通气管提供柔韧性但不会打折，在手术进行中能任意移动通气管并且不用担心会漏气。



产品编码	产品描述	型号	参考体重	每箱数量
8005001	Solus加强型喉罩，适用于体型较大的成人	5	70+kg	20
8004001	Solus加强型喉罩，适用于体型适中的成人	4	50~70kg	20
8003001	Solus加强型喉罩，适用于体型偏小的成人	3	30~50kg	20
8025001	Solus加强型喉罩，适用于体型较大的儿童	2.5	20~30kg	20
8002001	Solus加强型喉罩，适用于体型偏小的儿童	2	10~20kg	20