



FiltaMask™ 过滤型氧气面罩

提供您需要的防护和患者需要的护理



氧气雾化治疗·氧气治疗



面对挑战 降低风险

前线医护人员面临的重大挑战之一，就是将面临各种不确定性。

呼吸道感染患者有特定的需求，但也有特定的风险。传统型氧气面罩会有携带颗粒的呼出气体从排气口溢出，这些颗粒可以传播0.4米的距离，从而产生潜在的风险。

绿色环保

面罩不含PVC降低对环境的影响

向内弯曲的鼻翼密封

柔软舒适
密封性好

整合了过滤介质

减小呼出颗粒溢出的风险

“下巴上”位置

更好的适合更广泛的脸型

弹性松紧带可置于耳朵下方

消除对患者耳朵的压疮

全新的面罩概念

来自英特赛克的新型FiltaMask将氧气输送系统和覆盖呼气口的过滤介质结合在一起。FiltaMask适用于呼吸道感染患者，这些患者可能是呼出颗粒感染病原体的来源，并且还需要补充氧气。

英特赛克FiltaMask减少了医护人员、医院工作人员和访客感染的风险。



产品编码	产品描述	氧气管长度	每箱数量
1145000	FiltaMask, Eco系列成人过滤型中浓度氧气面罩带氧气管	2.1m	15

敬请关注



英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号
电话：0519-69817000 传真：0519-69817001
邮箱：sales@i-gel.cn
网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, United Kingdom
T: +44 (0) 118 9656 300
www.intersurgical.com